




醫三醫事檢驗所 幸福久久套檢 STD.

高雄市三民區明誠二路110號

Tel:07-3593119 ; Fax:07-3593109



Total:

FAX	E-mail	自取
郵寄	收據	



姓名 _____ 病歷號碼 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 性別：☐男 ☐女 身份證號 _____ 送檢日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 電話 _____ 電子信箱 _____
 傳真 _____ 地址 _____

☐ M32 七合一性病篩檢

3500

男： SWAB x2 女： SWAB x3

沙眼衣原體 Chlamydia trachomatis (Chlamydia DNA)
 淋球菌 Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhoea DNA)
 陰道毛滴蟲 Trichomonas vaginalis (Trichomonas DNA)
 梅毒螺旋體 Treponema pallidum (RPR(STS) test)
 單純疱疹病毒 I Herpes simplex virus I DNA (HSV I DNA)
 單純疱疹病毒II Herpes simplex virus II DNA (HSV II DNA)
 人類乳突病毒 Human Papillomavirus DNA(HPV DNA)
 生殖支原體 Mycoplasma genitalium DNA

注意事項：男性SWAB需備註採檢部位。

☐ M35 性病G套檢

3000

愛滋抗原及抗體複合型試驗 HIV Ag/Ab Combo
 梅毒檢查 STS/RPR
 梅毒螺旋體抗體試驗 TPPA
 疱疹病毒抗體HSV 1 IgG，HSV 2 IgG
 披衣菌核酸檢查 Chlamydia trachomatis RNA (CT)
 淋病雙球菌核酸檢查 Neisseria gonorrhoeae DNA (NG)
 陰道滴蟲核酸檢查 Trichomonas vaginalis RNA (TV)
 注意事項：
 G檢套組需採集尿液，且為前段尿液(前20-30mL)，尿液收集前一小時禁止小便。
 The tests need collect initial urine (20-30mL). Patient should not have urinated within one hour prior to collection. Female patients should not cleanse the labial area prior to providing the specimen.

相關加驗檢驗項目：

- ☐ 愛滋抗原及抗體複合型試驗 HIV Ag/Ab Combo 700
- ☐ 愛滋病毒量核酸檢查 HIV-1 Viral Load test (RT PCR) 5000
- ☐ 梅毒螺旋體抗體試驗 TPPA 300
- ☐ 疱疹病毒抗體HSV 1 IgG，HSV 2 IgG 1400
- ☐ 疱疹病毒抗體HSV 1+2 IgM 750
- ☐ B型肝炎表面抗原檢查 HBsAg 200
- ☐ C型肝炎病毒抗體檢查 Anti-HCV Ab 400
- ☐ Fungus culture真菌培養(含Candida culture 念珠菌培養) 400

swab/毛刷採檢注意事項

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| HPV毛刷 | 男-刷肛門、尿道口、口腔
女-陰道內採檢 |
| HSV棉棒 | 男-刷肛門、口腔
女-子宮頸內膜細胞、陰道內採檢 |
| CT/NG/
TV/MG棉棒 | 男-前段尿液
女-子宮頸內膜細胞、陰道內採檢 |

